

谷氨酰胺(Glutamine, Gln)含量测定试剂盒说明书

(微板法 48 样)

一、产品简介：

谷氨酰胺 (Gln) 是一种含量较丰富的氨基酸，它是通过谷氨酸和氨的缩合反应生成的，是一种非必需氨基酸；其在蛋白质合成，酸碱平衡，合成代谢过程中起重要作用。

本试剂盒提供一种快速、灵敏的检测谷氨酸的方法，利用谷氨酰胺酶使谷氨酰胺生成谷氨酸，再通过谷氨酸脱氢酶特异作用于谷氨酸，同时使生成的物质进一步与显色剂反应生成黄色物质，该黄色物质在 450nm 处有最大吸收峰，进而得出谷氨酰胺 (Gln) 的含量。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 μL×1 支	-20℃保存	用前甩几下或 4℃离心使液体落入试管底部，加入 0.3mL 蒸馏水混匀，可分装后-20℃保存。
试剂二	液体 7mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	粉体 mg×1 支	-20℃保存	用前甩几下或 4℃离心使试剂落入试管底部，再加 1.2mL 蒸馏水溶解，仍-20℃保存
试剂四	粉体 mg×1 支	-20℃保存	用前甩几下或 4℃离心使试剂落入试管底部，再加 1.1mL 蒸馏水溶解，仍-20℃保存
试剂五	液体 1mL×1 支	4℃保存	
试剂六	液体 10mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰、蒸馏水。

四、谷氨酰胺(Gln)含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：0.1g 组织样本（水分充足的样本建议取 0.5g 左右），加 1mL 的提取液研磨，粗提液全部转移到 EP 管中，12000rpm，离心 10min，上清液待测。

② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量 (10^4)：提取液 (mL) 为 500~1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样品：澄清的液体样本直接检测，若浑浊则 12000rpm，离心 10min 取上清液待测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 450nm。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）

③ 在 96 孔板中依次加入：


试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	20	20
试剂一	5	
试剂二	45	50
混匀, 37°C, 孵育 30min		
试剂三	10	10
试剂四	10	10
试剂五	10	10
试剂六	100	100
混匀, 37°C (恒温培养箱) 避光反应 30min (2min 内值不变, 否则需延长反应时间), 于 450nm 下读取吸光值 A, ΔA=A 测定-A 对照 (每个样本需设置一个对照)。		

【注】: 1、若 A 值都大于 0.8 或样本含量有高背景值即谷氨酸含量高, 可对样本用蒸馏水进行稀释, 则稀释倍数 D 须代入公式计算。

2、ΔA 低于 0.01, 则增加样本加样量 V1 (如由 20μL 增至 50μL, 则试剂二相应减少), 则改变后的 V1 则代入公式重新计算,

五、结果计算:

1、标准曲线方程为 $y = 0.0824x - 0.0012$; x 为谷氨酰胺含量 (nmol), y 为 ΔA。



2、按照样本质量计算:

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(nmol/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div (W \times V1 \div V) = 606.8 \times (\Delta A + 0.0012) \div W$$

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(}\mu\text{g/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div (W \times V1 \div V) \times Mr \times 10^{-3}$$

$$= 88.68 \times (\Delta A + 0.0012) \div W$$

3、按细胞数量计算:

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(nmol/10}^4\text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div (500 \times V1 \div V) = 1.214 \times (\Delta A + 0.0012)$$

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(}\mu\text{g/10}^4\text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div (500 \times V1 \div V) \times Mr \times 10^{-3}$$

$$= 0.18 \times (\Delta A + 0.0012)$$

4、按照液体体积计算:

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(nmol/mL)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div V1 = 606.8 \times (\Delta A + 0.0012)$$

$$\text{谷氨酰胺(Gln)(}\mu\text{g/mL)} = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0824] \div V1 \times Mr \times 10^{-3} = 88.68 \times (\Delta A + 0.0012)$$

V---加入提取液体积, 1 mL;

V1---加入反应体系中样本体积, 0.02mL;

W---样本质量, g;

谷氨酰胺分子量 Mr---146.146。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (100nmol/μL): 标准品用 1mL 的蒸馏水溶解。(母液需在两天内用且-20°C保存)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. nmol/μL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管加样表操作, 根据结果即可制作标准曲线。